



ENDOSKOPIE KATALOG 2025



2025

OR-160

UNSER ALL-IN-ONE ENDOSKOPIE-SYSTEM

Exklusiv bei Rauberger

Artikelnummer: 3300033

Preis auf Anfrage

- ✓ **Gastroskopie**
- ✓ **Bronchoskopie**
- ✓ **Athroskopie**
- ✓ **Laparoskopie**
- ✓ **Koloskopie**
- ✓ **Rhinoskopie**
- ✓ **Otoskopie**

✓ **Hochauflösender Touchscreen**

Weder Tastatur noch Maus zur Bedienung notwendig

✓ **High-End Kamerakopf**

Hoher Kontrast und besseres Bildergebnis

✓ **Dedizierte Vet-Lösung**

✓ **Wartung in Deutschland**

Leihendoskop im Reparaturfall

GASTROSKOP 6028R

- ✓ 150 cm Arbeitslänge
- ✓ 6 mm Durchmesser
- ✓ 2,8 mm Arbeitskanal

BRONCHOSKOP VET-2812R

- ✓ 100 cm Arbeitslänge
- ✓ 2,8 mm Durchmesser
- ✓ 1,2 mm Arbeitskanal

PFERDEENDOSKOP VET-FHD33

- ✓ 330 cm Arbeitslänge
- ✓ 9,8 mm Durchmesser
- ✓ 2,8 mm Arbeitskanal

UMFANGREICHES ZUBEHÖR ERHÄLTlich

Fremdkörper-Biopsiezangen, Fremdkörper-Körbe, -Schlingen und vieles mehr.



Inklusive der Rauberger Qualitäts- und Servicegarantien.




Kompaktes Design

Großer, bedienungsfreundlicher Touchscreen



- ✓ Der revolutionäre Touchscreen vereinfacht die Bedienung erheblich. Großes 18,5-Zoll-Display
- ✓ Effektive Anzeigefläche




- ✓ Automatische Anpassung der Helligkeit, selbst bei starkem Licht oder im Freien.
- ✓ Das Full-HD-Medizin-Display sorgt für scharfe Bilder und präzise Diagnosen.

Beste Bildgebung


Intelligentes Beleuchtungssystem

Das Intelligente Beleuchtungssystem (ILS) ermöglicht eine automatische Anpassung der Helligkeit und des Beleuchtungsmodus je nach aktueller Situation und hat eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.



Bildverbesserung

Mit drei Verbesserungsmodi und drei Intensitätsstufen können Sie immer die ideale Bildverbesserungseinstellung für optimale Klarheit und Detailsichtbarkeit finden.



Transportkoffer für Endoskopiemonitor OR Serie

Bereit für Vor-Ort-Endoskopie - überall und jederzeit!

Artikelnummer: 3300030

Preis: € 690,00

Größe		Gewicht		Material		Mobilität		Gilt als Handgepäck
L*B*H (mm)	Dimension	Leer	Voll	Schale	Futter	Justierbarer Griff	8 universal Rollen	
600*450*300	24 Zoll	7 kg	11 kg	PC	EVA			



AET-3 Trolley für OR-160 Serie

Hochwertiger und vielseitiger Endoskopie-Trolley

Artikelnummer: 3300027

Preis: € 1.725,00

Technische Spezifikationen

Gesamtabmessungen: 1000 mm (H) x 656 mm (B) x 601 mm (T)

Trennwandgrößen: 453-460 mm (B) x 475-565 mm (T)

Gewicht: 37 kg

Rollenarretierung 4 Räder, 2 davons bremsbar



Patientendatenmanagement

Unterschiedliche Methoden der Datensicherung inklusive



Lokaler Speicher: Eingebauter 128 GB Speicher für praktisches lokales Speichern von Daten, das jederzeit einfachen Zugriff und Export vom Prozessor ermöglicht.




USB-Speicher: Speichert automatisch sowohl im lokalen Speicher als auch auf dem USB-Laufwerk, wenn ein USB-Stick eingesteckt wird.



Automatische FTP-Übertragung: Verbindung des Prozessors über LAN oder Wi-Fi mit einem Computer für die automatische Datenübertragung.



Flexible Endoskopielösung in Full-HD




Automatischer Start



Shortcut Buttons




Großer Arbeitskanal




Flexible Endoskopie

Modell	Arbeitslänge (mm)	Durchmesser des Einführungsrohrs (mm)	Durchmesser des Arbeitskanals (mm)	Biegebereich	Sichtfeld	Artikelnummer	Preis
VET-2812R	1000	2.8	1.2	U180°D130°	120°	3300037	Auf Anfrage
VET-6028R	1500	6.0	2.8	U210°D90°L100°R100°	120°	3300032	Auf Anfrage
VET-FHD15	1500	9.8	2.8	U210°D90°L100°R100°	145°	3300017	Auf Anfrage
VET-FHD33	3300	9.8	2.8	U210°D90°L100°R100°	145°	3300003	Auf Anfrage


Canine




Feline




Equine




Gastroskopie




Gastroskopie




Duodenoskopie



Bronchoskopie



Laryngoskopie



Flexible Endoskopie



Starre Endoskopie



Der Prozessor verfügt über fünf individuell belegbare Tasten. Das gewährleistet eine bequeme Bedienung spezifischer Funktionen während der Eingriffe.



Starre Endoskopie-Sets & Zubehör für Endoskopie

INHALT

Starre Endoskopie-Sets

1 Otoskopie-Set	10
2 Rhinoskopie-Set	11
3 Zysto-Urethroskopie-Set	12
4 Endoskopiezubehör für Zahnbehandlungen bei Pferden	13
5 Arthroskopie-Set	14
6 Endoskopiezubehör für Exoten und kleine Heimtiere	15
7 Laparoskopie-Set	16
8 HD-Endoskope	17

Zubehörteile für Endoskopie

1 Biopsiezangen	19
2 Greifzangen	21
3 Zubehör für HF-Chirurgie	24
4 Weiteres Zubehör	25




01

Otoskopie-Set



Die diagnostische Otoskopie ist eine der wichtigsten Anwendungen von Endoskopen in der Veterinärmedizin.






Otoskopie-Set, 3-teilig, Artikelnummer: 3300001 Preis: € 1.610,00

Name	Beschreibung	Menge	
Otoskop mit integriertem Schaft	Ø 5,5 x 90 mm, mit Ventil, Doppelhahn und 2 mm Kanal	1 Stk.	
Halbflexible Biopsiezange	5,5 FR (1,8mm) x 230 mm	1 Stk.	
Halbflexible Greifzange	5,5 FR (1,8mm) x 230 mm	1 Stk.	

- Latex-Dichtungen 20 Stk. Maßgefertigter Koffer 1 Stk. Reinigungsbürste 2 Stk.



Endo-Otoskopie-Set, 7-teilig, Artikelnummer: 3300107 Preis: € 3.220,00

Name	Beschreibung	Menge	
Otoskop	0°, Ø 2,7 x 107,5 mm	1 Stk.	
Otoskop	30°, Ø 2,7 x 107,5 mm	1 Stk.	
Otoskopischer Schaft	2 mm Kanal	1 Stk.	
Operationsschaft mit einem Obturator	13,5 Fr. (4,5 mm) x 70 mm, 2 mm Kanal und Doppelhahn	je 2 Stk.	
Untersuchungsschaft mit zwei Obturatoren	Ø 3 x 70 mm, Doppelhahn, mit scharfem Trokar und stumpfem Obturator	je 3 Stk.	
Halbflexible Biopsiezange	5,5 FR (1,8mm) x 230 mm	1 Stk.	
Halbflexible Greifzange	5,5 FR (1,8mm) x 230 mm	1 Stk.	

- Latex-Dichtungen 20 Stk. Maßgefertigter Koffer 1 Stk. Reinigungsbürste 2 Stk.

Name	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis
Otoskop 0°	Ø 4 mm mit Arbeitskanal 1,6 mm	3300052	€ 2.680
Sinuskop 30°	Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 180 mm	3300053	€ 3.630

02

Rhinoskopie-Set

Die Rhinoskopie kann bei Hunden und Katzen mit Nasenausfluss, Nasenverstopfung, chronischem Niesen, Epistaxis, Gesichtsdeformation, Nasenschmerzen, akutem starkem Niesen, rückwärtigem Niesen und abnormalen Röntgenbefunden notwendig sein.



Multi-Starter-Set, 5-teilig

0°: Art.-Nr. : 3300008, Preis: € 2.760,00 30°: Art.-Nr. : 3300029 Preis: € 2.760,00

Name	Beschreibung	Menge	
oder Endoskop	0°, Ø 2,7 x 175 mm	1 Stk.	
	30°, Ø 2,7 x 175 mm	1 Stk.	
Operationsschaft mit einem Obturator	13,5 Fr. x 140 mm, Operationskanal und Doppelhahn	je 2 Stk.	
Untersuchungsschaft mit zwei Obturatoren	Ø 3 x 140 mm, Doppelhahn, mit scharfem Trokar und stumpfem Obturator	je 3 Stk.	
Halbflexible Biopsiezange	5,5 Fr. x 230 mm	1 Stk.	
Halbflexible Greifzange	5,5 Fr. x 230 mm	1 Stk.	

- Latex-Dichtungen 20 Stk.
- Maßgefertigter Koffer 1 Stk.
- Reinigungsbürste 2 Stk.

Anwendungsbereiche

- Rhinoskopie
- Arthroskopie
- Laryngoskopie
- Otoskopie
- Vaginoskopie
- Thorakoskopie
- Zystoskopie
- Urethroskopie

Zusätzlich erhältlich





Name	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis	
Endoskop 1.9 mm	0°, Ø 1,9 x 120 mm, autoklavierbar	3300026	€ 3878,50	
Endoskop 1.9 mm	30°, Ø 1,9 x 120 mm, autoklavierbar	3300163	€ 3878,50	
Operationsschaft für Endoskop 1.9 mm	9 Fr. (3 mm) mit 3 Fr. (1 mm) Instrumentenkanal	3300025	€ 1009,50	
Untersuchungsschaft für Endoskop 1.9 mm	7,5 Fr. (2,5 mm) ohne Arbeitskanal	3300067	€ 646,50	
Flexible Biopsiezange	3 Fr. (1 mm) x 280 mm	3300049	€ 263,50	
Alligator-Fremdkörperzange	3 Fr. (1 mm) x 280 mm	3300023	€ 365,50	

Alle Preise netto, Preisänderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB auf www.raubergermedical.com
Diese Artikel werden nur auf Kundenwunsch bestellt und sind daher von der Rücknahme ausgeschlossen.

Die Urethrozystoskopie kann bei einer Vielzahl von Kleintierpatienten notwendig sein, darunter solche mit chronischer Zystitis, Pollakisurie, Hämaturie, Strangurie, Inkontinenz, Traumata, Harnsteinen und auffälligen Röntgenbefunden.





Multi-Starter-Set, 4-teilig

0° Art.-Nr.: 3300200 Preis: € 2.530,00 30° Art.-Nr.: 3300201 Preis: € 2.530,00

Name	Beschreibung	Menge	
oder Zystoskop	0°, Ø 3 x 302 mm	1 Stk.	
	30°, Ø 3 x 302 mm	1 Stk.	
Operationsschaft mit einem Obturator	13,5 Fr. (4,5 mm) x 140 mm, Operationskanal und Doppelhahn	je 2 Stk.	
Halbflexible Biopsiezange	5,5 Fr. (1,8 mm) x 410 mm	1 Stk.	
Halbflexible Greifzange	5,5 Fr. (1,8 mm) x 410 mm	1 Stk.	

Latex-Dichtungen 20 Stk. Maßgefertigter Koffer 1 Stk. Reinigungsbürste 2 Stk.

Zusätzlich erhältlich




Name	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis	
Endoskop 2.0	30°, Ø 2,0 x 187,5 mm, autoklavierbar	3300076	€ 6.198,50	
Endoskop 2.7	0°, Ø 2,7 x 187,5 mm, autoklavierbar	3300048	€ 3.877,80	
Operationsschaft 9 Fr. (3 mm)	9 Fr. (3 mm) mit 3 Fr. (1 mm) Instrumentenkanal	3300165	€ 1.058	
Operationsschaft 11 Fr. (3,67 mm)	11 Fr. (3,67 mm) mit 3 Fr. (1 mm) Instrumentenkanal	3300077	€ 901,60	
Operationsschaft 14,5 Fr. (4,83 mm)	14,5 Fr. (4,83 mm) mit 5 Fr. (1,67 mm) Instrumentenkanal	3300172	€ 901,60	
Flexibles Biopsiezange	3 Fr. (1 mm) x 280 mm	3300049	€ 563	
	5 Fr. (1,67 mm) x 280 mm	3300183	€ 565	
Alligator-Fremdkörperzange	3 Fr. (1 mm) x 280 mm	3300023	€ 563	
	5 Fr. (1,67 mm) x 280 mm	3300184	€ 565	

04

Endoskopiezubehör für Zahnbehandlungen bei Pferden

Der Einsatz eines Endoskops bei zahnärztlichen Untersuchungen, der Reinigung, dem Raspeln, der Extraktion von Zähnen und anderen Verfahren bei Pferden verbessert die Sicht und die Genauigkeit der Behandlung erheblich.



Name	Beschreibung	Art.-Nr.	Menge	
Endoskop 8.0	70°, Ø 8 x 420 mm, autoklavierbar	3300180	€ 4.999	
Arbeitsschaft für Endoskop 8.0	24 Fr. (8 mm) Arbeitslänge 420 mm mit einem Hahn	3300181	€ 1.121,20	
Schutzschaft für Endoskop 8.0	24 Fr. (8 mm) Arbeitslänge 420 mm	3300182	€ 1.121,20	






05

Arthroskopie-Set

Die Arthroskopie gewinnt bei Tierärzten zunehmend an Beliebtheit, sowohl zur Diagnostik als auch zur chirurgischen Behandlung von Tieren mit chronischer Lahmheit, Gelenkschmerzen, Gelenkinstabilität, Schwellungen, Krepitationen und auffälligen Röntgenbefunden.

Großtiere

Name	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis	
Arthroskop 4.0	30°, Ø 4 x 175 mm, autoklavierbar	3300173	€ 3.550	
Operationschaft für Endoskop 4.0	2 Hähne, Ø 6.0 mm	3300175	€ 465	
Operationsschaft für Endoskop 5.5 mm	2 Hähne Ø 5.5mm	3300174	€ 432	
Obturator/Trokar (stumpf)	Für Ø 6.0 mm Schaft	3300178	€ 108,50	
Obturator/Trokar (spitz)	Für Ø 6.0 mm Schaft	3300179	€ 108,50	
Obturator/Trokar (stumpf)	Für Ø 5.5 mm Schaft	33000176	€ 108,50	
Obturator/Trokar (spitz)	Für Ø 5.5 mm Schaft	33000177	€ 108,50	









Kleintiere

Name	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis	
Arthroskop 2.4	30°, Ø 2.4 x 110 mm, autoklavierbar	3300058	€ 3.790	
Operationschaft für Endoskop 2.4	1 Hahn, Ø 3.2 mm	3300061	€ 345	
Operationschaft für Endoskop 2.4	2 Hähne, Ø 3.2 mm	3300168	€ 453	
Obturator/Trokar (stumpf)	Für Ø 3.2 mm Schaft	3300170	€ 102,50	
Obturator/Trokar (spitz)	Für Ø 3.2 mm Schaft	3300170	€ 102,50	
Arthroskopiesonde 90°	gebogen, geriffelt, Arbeitslänge 900 mm	3300039	€ 120	
Chirurgisches Hakenmesser 90°, gebogen	4 mm Schneide, 130 mm Arbeitslänge, gerändelter Griff	3300040	€ 104	
Sondenhooken	Ø 1,5mm 1 mm Haken, 75 mm Arbeitslänge	3300057	€ 104	

Endoskopiezubehör für Exoten und kleine Heimtiere

Für Vögel, Reptilien, Amphibien, kleine Säugetiere und Fische









Vorteile von Vergrößerung, Beleuchtung und minimaler Invasion, haben dazu geführt, dass die Endoskopie als routinemäßige diagnostische Technik bei Vögeln, Reptilien, Amphibien, kleinen exotischen Säugetieren und Fischen weit verbreitet ist.

Name	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis	
Endoskop 1.9	Ø 1,9 x 120 mm, autoklavierbar	3300026	€ 3.878,50	
Operationsschaft für Endoskop 1.9	9 Fr. (3 mm) mit 3 Fr. (1 mm) Instrumentenkanal	3300025	€ 1.009,50	
Untersuchungsschaft für Endoskop 1.9	7,5 Fr. (2,5 mm) ohne Arbeitskanal	3300067	€ 646,50	
Endoskop 2.0	30°, Ø 2,0 x 187,5 mm, autoklavierbar	3300076	€ 6.198,50	
Endoskop 2.7	0°, Ø 2,7 x 187,5 mm, autoklavierbar	3300048	€ 3.877,80	
Operationsschaft 9 Fr. (3 mm)	9 Fr. (3 mm) mit 3 Fr. (1 mm) Instrumentenkanal	3300165	€ 1.058	
Operationsschaft 11 Fr. (3,67 mm)	11 Fr. (3,67 mm) mit 3 Fr. (1 mm) Instrumentenkanal	3300077	€ 901,90	
Operationsschaft 14,5 Fr. (4,83 mm)	14,5 Fr. (4,83 mm) mit 5 Fr. (3 mm) Instrumentenkanal	3300172	€ 901,60	
Flexible Biopsiezange	3 Fr. (1 mm) x 280 mm	3300049	€ 563,50	
	5 Fr. (3 mm) x 280 mm	3300049	€ 563,50	
Alligator-Fremdkörperzange	3 Fr. (1 mm) x 280 mm	3300023	€ 563,50	
	5 Fr. (3 mm) x 280 mm	3300184	€ 563,50	

Die häufigste Indikation für eine Laparoskopie beim Hund ist heute die Biopsie der Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse oder von Tumoren. Weitere diagnostische Anwendungen umfassen die Beurteilung von abdominalen Traumata. Zudem wird die laparoskopische Chirurgie zunehmend durchgeführt, einschließlich Ovariektomie, Gastropexie, Hernienreparatur und weiterer Eingriffe.

Multi-Starter-Set, 11-teilig

0° Art.-Nr. : 3300202, Preis: € 3.680 - 30° Art.-Nr. : 3300051, Preis: € 3.680

Name	Beschreibung	Menge	
Laparoskop	0°/30°, Ø 5 x 290 mm	1 Stk.	
Magnetischer Trokar	Ø 5,5 x 95 mm	3 Stk.	
Gefäßnadel	Ø 2,5 x 150 mm	1 Stk.	
Klaffende Greifzange	Ø 5 x 330 mm	1 Stk.	
Dissektionszange	Ø 3,5 x 330 mm	1 Stk.	
Atraumatische Greifzange	Ø 5 x 330 mm	1 Stk.	
Biopsiezange	Ø 5 x 330 mm	1 Stk.	
Bipolare Koagulationszange mit Kabel	Ø 5 x 330 mm	2 Stk.	

Einweg-Kamerahülle 1 Stk.

Silikonbecher für Trokar 12 Stk.

Maßgefertigter Koffer 1 Stk.

Reinigungsbürste 2 Stk.

CO2-Insufflator

Spezifikationen	
Max. Gasfluss	45 l/min
Druckbereich	3-30 mmHg
Gasanschluss	CO2 - US-Standard
Netzspannung	100-240V / 50/60Hz
Leistungsaufnahme	100 VA (Standard), 140 VA (mit Rauchabsaugung)
Gehäuse	Edelstahl, Aluminium, weiß beschichtet
Abmessungen (B x H x T)	350 x 130 x 360 mm
Gewicht	ca. 8 kg







7085L45SE

Art.-Nr. : 3300028

Preis: € 6.440

CO2-Insufflator 45L mit Rauchabsaugung, jeweils mit einem Einweg-Heizschlauch, Gasfilter (für Flaschen-/Hausanschluss), Gasfilter (zum Patienten), Filteradapter für Mehrweg-Heizschlauch, Schlauchset und Fußschalter für Rauchabsaugung.

Name	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis	
HD Laparoskop 10.0 mm	0°, Ø 10 x 330 mm, autoklavierbar	3300185	€ 4.600	
	30°, Ø 10 x 330 mm, autoklavierbar	3300186	€ 4.600	
	45°, Ø 10 x 330 mm, autoklavierbar	3300187	€ 5.750	
	70°, Ø 10 x 330 mm, autoklavierbar	3300188	€ 5.750	
	0°, Ø 10 x 430 mm, autoklavierbar	3300189	€ 4.600	
	30°, Ø 10 x 430 mm, autoklavierbar	3300190	€ 4.600	
HD Laparoskop 5.0 mm	0°, Ø 5 x 300 mm, autoklavierbar	3300191	€ 4.140	
	30°, Ø 5 x 300 mm, autoklavierbar	3300192	€ 4.140	
HD Laparoskop 2.9 mm	0°, Ø 2.9 x 207 mm, autoklavierbar	3300193	€ 4.945	
	30°, Ø 2.9 x 207 mm, autoklavierbar	3300194	€ 4.945	
HD Arthroskop 4.0 mm	0°, Ø 4.0 x 175 mm, autoklavierbar	3300195	€3.220	
	30°, Ø 4.0 x 175 mm, autoklavierbar	3300233	€3.220	
	45°, Ø 4.0 x 175 mm, autoklavierbar	3300196	€3.220	
	70°, Ø 4.0 x 175 mm, autoklavierbar	3300197	€3.220	
Multiport Trokarsystem	Ø 5.5 x 103 mm blaue Metall-Trokarhülse, glatt, selbstschneidend	3300004	€ 624	
Multiport Trokarsystem	Ø 11 x 103 mm Multiport Trokar-System, blaue Metall-Trokarhülse, glatt, selbstschneidend	3300095	€ 660	

Unsere Mission

Die Endoskopiediagnostik und -behandlung effizienter und intelligenter gestalten.



Endoskopisches Zubehör für die Veterinärmedizin

01




Biopsiezangen



Biopsiezangen

Steril, Packung mit 10 Stück






EINWEG

Typ	Max. Einfuhrdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	Art.-Nr.	Preis	
Ovales Maul ohne Spitze, unbeschichtet	Ø 1.8x1600	≥2.0	3300111	€13,80	
	Ø 1.8x2300	≥2.0	3300112	€ 13,80	
	Ø 2.3x2300	≥2.8	3300113	€ 13,80	
	Ø 2.3x4000	≥2.8	3300114	€ 20,70	
Ovales Maul mit Spitze, unbeschichtet	Ø 2.3x2300	≥2.8	3300115	€ 13,80	
	Ø 2.3x4000	≥2.8	3300114	€ 20,70	
Alligator Maul, unbeschichtet	Ø 1.8x1600	≥2.0	3300117	€ 13,80	
	Ø 1.8x2300	≥2.0	3300118	€ 13,80	
	Ø 2.3x2300	≥2.8	3300119	€ 13,80	
	Ø 2.3x4000	≥2.8	3300120	€ 13,80	

Biopsiezangen

Unsteril, je 1 Stück


WIEDERVERWENDBAR

Typ	Max. Einführdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	Art.-Nr.	Preis	
Langes ovales Maul, nicht fenestriert	Ø 1.0 x 1600	≥1.2	3300208	€ 460	
Langes ovales Maul, gezahnt, fenestriert	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300209	€ 368	
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300210	€ 368	
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300211	€ 368	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300212	€ 437	
	Ø 3.4 x 4000	≥3.7	3300213	€ 460	
Langes ovales Maul, fenestriert	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300214	€ 368	
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300215	€ 368	
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300216	€ 368	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300217	€ 414	
	Ø 3.0 x 4000	≥3.7	3300218	€ 414	
Langes ovales Maul, fenestriert mit Spitze	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300219	€ 379,50	
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300220	€ 379,50	
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300221	€ 379,50	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300222	€ 437	
	Ø 3.0 x 4000	≥3.7	3300223	€ 437	
Langes ovales Maul mit feinen Zähnen, fenestriert	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300224	€ 368	
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300225	€ 368	
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300226	€ 368	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300227	€ 437	
Rundes ovales Maul, fenestriert	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300228	€ 368	
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300229	€ 368	
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300230	€ 368	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300231	€ 414	
	Ø 3.0 x 4000	≥3.7	3300232	€ 460	

Zytologiebürste

Steril, Packung mit 10 Stück

EINWEG

Typ	Max. Einführdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	Art.-Nr.	Preis	
Gerade mit Schaft	Ø 1.1x1200	≥1.2	3300123	€ 13,18	
	Ø 1.8x1200	≥2.0	3300124	€ 13,18	
	Ø 1.8x2300	≥2.0	3300125	€ 13,18	
	Ø 1.8x4000	≥2.0	3300126	€ 20,70	

02








Greifzangen



Greifzange

Steril, Packung mit 5 Stück

EINWEG


Typ	Max. Einführdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	Öffnungsweite (mm)	Art.-Nr.	Preis	
Rattenzahn- und Alligator-Typ	Ø 1.8 x 2100	≥8.75	≥2.0	3300127	€ 20,70	
Alligator-Typ	Ø 2.3 x 2100	≥7	≥2.8	3300128	€ 20,70	
	Ø 2.3 x 4000	≥7	≥2.8	3300129	€ 20,70	
Rattenzahn-Typ	Ø 2.3 x 2100	≥7	≥2.8	3300130	€ 20,70	
	Ø 2.3 x 4000	≥7	≥2.8	3300131	€ 27,60	
Pelikan-Typ	Ø 2.3 x 2100	≥14.4	≥2.8	3300132	€ 20,70	
	Ø 2.3 x 4000	≥14.4	≥2.8	3300133	€ 27,60	

Steinfangkorb

Steril, Packung mit 5 Stück

EINWEG

Typ	Max. Einführdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	Öffnungsweite (mm)	Art.-Nr.	Preis
Diamantform	Ø 1.8 x 1800	≥2.0	25 mm	3300234	€ 27,60
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	25 mm	3300235	€ 27,60
	Ø 2.4 x 2300	≥2.8	35 mm	3300055	€ 27,60
	Ø 2.4 x 4000	≥2.8	35 mm	3300054	€ 27,60



WIEDERVERWENDBAR

Typ	Max. Einführdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	Art.-Nr.	Preis
Fremdkörperzange Alligatormaul double action verstärkt	Ø 1 x 280 mm	≥1.2	3300041	€ 690
	Ø 1.6 x 400 mm	≥2	3300042	€ 602

Greifzange

Unsteril, je 1 Stück

WIEDERVERWENDBAR

Typ	Max. Einführdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	Art.-Nr.	Preis
Alligator-Zange	Ø 1.0 x 1600	≥1.2	3300236	€ 460
	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300237	€ 345
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300238	€ 345
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300239	€ 345
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300240	€ 414
	Ø 3.0 x 4000	≥3.7	3300241	€ 414
Rattenzahn-Zange (2x1 Zahn)	Ø 1.0 x 1600	≥1.2	3300242	€ 506
	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300243	€ 368
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300244	€ 368
	Ø 2.2 x 2300	≥2.0	3300245	€ 368
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300246	€ 437
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300247	€ 437
3-Zinken-Greifer	Ø 3.0 x 4000	≥3.7	3300248	€ 529
	Ø 1.0 x 1600	≥1.2	3300249	€ 368
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300250	€ 368
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300251	€ 368
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300252	€ 437













Greifzange

Unsteril, je 1 Stück

WIEDERVERWENDBAR

Typ	Max. Einführungsdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	Art.-Nr.	Preis	
3-Zinken-Greifer, rund	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300253	€ 368	
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300254	€ 368	
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300255	€ 368	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300256	€ 437	
4-Zinken-Greifer, scharf	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300257	€ 391	
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300258	€ 391	
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300259	€ 391	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300260	€ 437	
Fremdkörper-Entfernungs-zange (2x2 Zähne)	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300261	€ 414	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300262	€ 483	
Fremdkörper-Entfernungs-zange (2x1 Zahn)	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300263	€ 437	
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300264	€ 391	
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300265	€ 391	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300266	€ 483	
Greifzange, geriffelt	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300267	€ 414	
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300268	€ 414	
	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300269	€ 414	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300270	€ 437	
Greifzange für Ernährungssonden	Ø 1.8 x 1600	≥2.0	3300271	€ 552	
	Ø 1.8 x 2300	≥2.0	3300272	€ 552	
	Ø 2.5 x 2300	≥2.8	3300273	€ 437	
	Ø 2.5 x 4000	≥2.8	3300274	€ 506	
Polycatch-Zange	Ø 2.5 x 2300	≥2.8	3300275	€ 414	
Greifzange mit Rattenzahn (2:1 Zahn, kreuzgeriffelt)	Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300276	€ 575	
	Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300277	€ 644	
Greifzange Babcock fein gezahnt	Ø 5 x 3300		3300005	€ 845	
Greifzange dissezierend, gezahnt, rechtsgewinkelt und double action Verstärkung	Ø 5 x 3300		3300006	€ 735	

03


Zubehör für HF-Chirurgie

Schlinge

Steril, Packung mit 5 Stück

EINWEG

Typ	Max. Einführdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Schlingenbreite (mm)	Arbeitskanal (mm)	Art.-Nr.	Preis
Oval	Ø 1.8 x 2300	25	≥2.0	3300134	€ 36,80
	Ø 2.4 x 2300	35	≥2.8	3300135	€ 36,80
	Ø 2.4 x 4000	35	≥2.8	3300136	€ 36,80




Injektionsnadel

Steril, Packung mit 5 Stück

EINWEG

Max. Einführdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	Nadel-Durchmesser (G)	Nadel-Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Ø 1.8 x 1600	≥2.0	25G	4	3300137	€ 36,80
Ø 1.8 x 2300	≥2.0	25G	4	3300138	€ 36,80
Ø 2.3 x 2300	≥2.8	23G	5	3300139	€ 36,80
Ø 2.3 x 4000	≥2.8	23G	5	3300140	€ 36,80




Aspirationskatheter

Steril, Packung mit 10 Stück

EINWEG

Max. Einführdurchmesser (mm) & Arbeitslänge (mm)	Arbeitskanal (mm)	Art.-Nr.	Preis
Ø 1.0 x 1200	≥1.2	3300044	€ 345
Ø 1.8 x 2000	≥2.0	3300045	€ 253
Ø 2.3 x 2300	≥2.8	3300046	€ 253
Ø 2.3 x 4000	≥2.8	3300043	€ 448,50



04 Weiteres Zubehör

Schleimabsauger, BAL-Set

einzel steril verpackt, Packung mit 5 Stück

EINWEG



Trachealspülkatheter können durch dickflüssigen Schleim verstopfen. Sammelfallen sorgen dafür, dass die bestmögliche Probe entnommen wird, um die Diagnose zu gewährleisten.

Artikelnummer: 3300002

Preis: € 55

Gastroskopie-Schutzkappe, je 1 Stück

WIEDERVERWENDBAR



Um das Risiko von Schäden am kardialen Sphinkter, der Speiseröhre und dem Rachenraum während der Entfernung von Fremdkörpern zu verringern, kann die Schutzkappe an den meisten Endoskopen befestigt werden. Sie gewährleistet eine sichere Extraktion eines Fremdkörpers über die Gastroskopie.

Artikelnummer: 3300207

Preis: € 69

Maße:

40 mm am distalen Ende, 8,3 mm am proximalen Ende, Länge 75 mm.

Luftsacksonde, je 1 Stück

WIEDERVERWENDBAR


Die Luftsacksonden wurden entwickelt, um als Führungsdraht zu dienen um das Einführen des Endoskops in den Luftsack schneller und einfacher zu machen.

Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.	Preise
1,8	1.800	3300278	€ 161
2,4	1.800	3300279	€ 161
2,4	2.250	3300280	€ 161

Partsch Hammer, je 1 Stück

WIEDERVERWENDBAR

Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.	Preise
22	180	3300038	€ 155



Veterinärer Trachealstent (unbeschichtet, gerade Form), Niti-Legierter Draht mit Einführhilfe

EINWEG

Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
8	30	3300141	€ 414
8	50	3300142	€ 414
8	70	3300143	€ 414
8	80	3300144	€ 414
8	90	3300145	€ 414
10	30	3300146	€ 414
10	50	3300147	€ 414
10	60	3300148	€ 414
10	70	3300149	€ 414
10	80	3300150	€ 414
10	90	3300151	€ 414
12	40	3300152	€ 414
12	50	3300153	€ 414
12	60	3300154	€ 414
12	70	3300155	€ 414
12	90	3300156	€ 414
14	30	3300157	€ 414
14	40	3300158	€ 414
14	60	3300159	€ 414
14	70	3300160	€ 414
14	80	3300161	€ 414
14	100	3300162	€ 414

VETERINÄRMEDIZINTECHNIK MIT GERÄTE- & SERVICEGARANTIE



Die Rauberger Service- und Qualitätsgarantien sind einzigartig auf dem Markt. Sie garantieren Ihnen einen reibungslosen Arbeitsalltag ohne die Sorge haben zu müssen, dass ein Gerät längerfristig ausfällt oder Sie vor hohen Reparatur- oder Instandhaltungskosten stehen.

Rauberger VET Service

Premium



Lieferung, Aufbau und
Einschulung im Preis
inkludiert

Unsere - im Preis bereits inkludierte - Lieferung erfolgt stets mit vollständig aufgebauten und voreingestellten Geräten, die sofort einsatzbereit sind. Verpackungsmüll wird gegebenenfalls von unseren Mitarbeitern mitgenommen und fachgerecht entsorgt. Darüber hinaus machen wir eine sofortige Anwenderschulung für Sie und Ihre Mitarbeiter, damit diese bestmöglich mit den Geräten vertraut sind und nach der Installation sofort loslegen können. Ihr Komfort ist unsere Priorität.

Rauberger VET Support

Premium



24h Soforthilfe im
Schadensfall inkl.
kostenlosem Leihgerät

Schnelle Lösungen bei technischen Herausforderungen: im Falle technischer Probleme stehen wir Ihnen mit dem Rauberger VET Support Premium zur Seite. Statt einen Techniker in Ihre Praxis/Klinik zu schicken, der dort möglicherweise Stau verursacht, tauschen wir das defekte Gerät sofort gegen ein Leihgerät aus. So können Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Alle individuellen Einstellungen Ihres Gerätes werden auf das Leihgerät übertragen. In unserer Werkstatt reparieren wir Ihr Gerät fachgerecht und tauschen es nach erfolgreicher Reparatur wieder aus. So stellen wir sicher, dass Ihre Abläufe reibungslos funktionieren und Sie sich weiterhin auf Ihre Patienten konzentrieren können.

Rauberger VET Care

Premium



Garantieverlängerung
auf 5 Jahre inkl.
Eigenverschulden

Neben den gesetzlichen Gewährleistungspflichten und den Herstellergarantieleistungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer optionalen Garantieverlängerung auf 5 Jahre an. In dieser umfassenden Garantieverlängerung sind auch sämtliche Verschleißteile enthalten. Selbst bei Eigenverschulden greift die Rauberger VET Care Premium und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit kostenlosen Ersatz, um sicherzustellen, dass sich Ihr Gerät stets in einwandfreiem Zustand befindet und Sie ohne Zeitverlust weiterarbeiten können.

WWW.RAUBERGERMEDICAL.COM

DIE ZUKUNFT DER VETERINÄRMEDIZIN

Beste Beratung, modernste Geräte, aktuellste Fortbildung.



DER KOMPLETTANBIETER FÜR VETERINÄRMEDIZINTECHNIK IM PREMIUMSEGMENT

Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Teststellung
oder besuchen Sie unseren Showroom.

 office@raubergermedical.com  +43 676 395 50 03

Rauberger Medical Trading GmbH, Spannweidenweg 4, 2304 Mannsdorf an der Donau

WWW.RAUBERGERMEDICAL.COM